

<p><b>RA–Allergenpanels – mit nur 250 µl Serum pro Panel sind 20 der wichtigsten Einzelallergene bestimmbar</b></p>
---

Gerne möchte ich Sie heute über unsere RA–Allergenpanels informieren, die Ihnen aufgrund der speziellen Allergenzusammensetzung mit je 20 Einzelallergenen eine umfassende primäre Allergieabklärung Ihrer Patienten erlaubt. Die einzelnen RA-Allergenpanel setzen sich aus RA-Atopy-, RA-Inhalation-, RA-Nahrungsmittel- und RA-Anaphylaxie zusammen.

Hierbei wird das spezifische IgE , wie bei der klassischen Einzelallergenaustestung, in einem Messbereich von 0,35 – 100 iU/ml und einer Einteilung in 1–6 Klassen bestimmt.

Sie können zwei RA-Allergenpanel pro Quartal und Patient anfordern und haben somit die Möglichkeit circa 95 % der generellen IgE-Sensibilisierungen zu erfassen und ein spezifisches Sensibilisierungsmuster des Patienten zu erhalten. Zudem belastet ein RA-Allergenpanel Ihr Budget weitaus weniger, als eine Einzelallergen Anforderung mit 5 Allergenen.

Insbesondere bei Kleinkindern eignet sich die RA-Allergenpaneltestung hervorragend, da eine sehr geringe Serummenge von 250 µl pro Allergenpanel benötigt wird. Ebenso können Sie bei Kindern bis 6 Jahren die Ausschlusskennziffer 32009 geltend machen (O-III budgetbereit) und 2 Allergenpanels mit 40 Einzelallergenen im Labor bestimmen lassen (z.B. Nahrungsmittel und Inhalation, um eventuelle Kreuzreaktionen festzustellen).

Wir informieren Sie gerne, welches Referenzlabor In Ihrer Nähe die RA-Allergendiagnostik durchgeführt.

Mit freundlichen Grüßen

**Matritech GmbH**

i.A. Mirjana Franjevic  
Produktmanagerin